


MODEL	QUIX 10	RIXX RIC 10	MOOD RIC 312	SUN RIC 13	Volta C XS	DUO AHO 13	P AHO 13	HP AHO 675
								
ZN Categorie 5	TL 12 G5 ■ ► ++ 🔊	TL 12 G5 ► ++ 🔊	TL 12 G5 ■ ► * ++ 🔊	TL 12 G5 ■ ► * ++ 🔊		TL 12 G5 ■ ► * ++ 🔊	TL 12 G5 ■ ► * ++ 🔊	TL 12 G4 ■ ● ► ++ 🔊
ZN Categorie 4	TL 8 G5 ■ ► ++ 🔊	TL 8 G5 ► ++ 🔊	TL 8 G5 ■ ► * ++ 🔊	TL 8 G5 ■ ► * ++ 🔊		TL 8 G5 ■ ► * ++ 🔊	TL 8 G5 ■ ► * ++ 🔊	TL 8 G4 ■ ● ► ++ 🔊
ZN Categorie 3	TL 6 G5 ► ++ 🔊	TL 6 G5 ► ++ 🔊	TL 6 G5 ► * ++ 🔊	TL 6 G5 ► * ++ 🔊		TL 6 G5 ► * ++ 🔊	TL 6 G5 ► * ++ 🔊	TL 6 G4 ● ► ++ 🔊
ZN Categorie 2	TL 4 G5 ► +	TL 4 G5 ► +	TL 4 G5 ► ++ *	TL 4 G5 ► ++ *		TL 4 G5 ► ++ *	TL 4 G5 ► ++ *	TL 4 G4 ● ► ++
ZN Categorie 1					Volta C XS		Volta CP	Volta C HP



CROS RIC G4 of G5



CROS quiX G5

Smart Connect, Smart Connect App, Smart Remote, Smart Transmitter compatible






Smart Key compatible



Smart Direct App, Smart Mic, Smart Transmitter 2,4 compatible





Smart Remote App compatible



Tinnitus

Beschikbaar in:

G4 en G5 TL 6

- Tinnitus noiser

G5 TL 8-12

- Tinnitus noiser
- 5 statische ruissignalen
- 4 gemoduleerde ocean wave geluiden (alleen TL 12)
- Notch therapie (alleen TL 12)

De praktische Smart Transmitter 2,4

De Bluetooth® zender voor
televisie en stereo-installatie



De Smart Transmitter 2,4 stuurt audiosignalen rechtstreeks van de televisie of stereo-installatie naar de G5-hoortoestellen. U hebt geen extra apparaat meer nodig en u kunt het gebruiken bij meerdere hoortoestellen. De Smart Transmitter zendt het audiosignaal via Bluetooth® naar de hoortoestellen, wat zorgt voor een kristalhelder geluid. Het resultaat is dat genieten van televisie of muziek een ontspannen luisterervaring wordt.

Speciale functies:

- › Geen aparte afstandsbediening nodig
- › Aansluiten/koppelen is heel eenvoudig!
- › Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd verbinding maken
- › Analoge en digitale audio-ingangen (Cinch en TOSLINK)

De comfortabele Smart Mic

Directe audiostreaming vanaf
vrijwel elke Android-smartphone
met Bluetooth-optie



Directe audiostreaming vanaf vrijwel elke Android-smartphone met Bluetooth. De Smart Mic maakt handsfree telefoneren mogelijk zonder dat u uw smartphone hoeft op te pakken. In lastige luistersituaties kan de Smart Mic gemakkelijk worden gebruikt als extra microfoon.

Speciale functies:


- › Directe streaming vanaf Android-smartphones
- › Luisteren naar muziek in stereokwaliteit
- › Kan worden gebruikt als microfoon bij conference calls of in vergaderingen
- › Afstandsbediening

De bewezen Smart Remote app

De app om alle hoorsystemen van
Audio Service direct te bedienen

De gratis Smart Remote app zet uw smartphone om in een discrete afstandsbediening voor uw hoortoestellen. Met de app kunt u luisterprogramma's, volume en balans eenvoudig via uw smartphone aanpassen en bedienen zonder extra accessoires of kosten.

Bovendien kunt u met TL 12 hoortoestellen dankzij AudioDirSelect zelf uw hoorrichting kiezen.



Download de **Smart Remote app** nu



Made for
iPad iPhone


Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

De uitgebreide Smart Direct app

Alle functies bij elkaar voor
gemakkelijke aanpassing

De Smart Direct app is meer dan alleen een afstandsbediening voor uw hoortoestellen. Telefoongesprekken en muziek kunnen rechtstreeks van de iPhone naar uw hoortoestellen worden gestuurd, zonder extra accessoires. Bovendien is het mogelijk om G5-hoortoestellen met de app toegang te verlenen tot de bewegingssensoren van uw smartphone, waarmee ze informatie ontvangen over uw luistersituatie op dat moment. Wanneer u in beweging bent, wordt bijvoorbeeld het omgevingsgeluid automatisch geactiveerd.



Download de **Smart Direct app** nu



Made for
iPad iPhone

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play