


# Liberté d'écoute illimitée.

Avec la Mood Li-Ion G5.



I'm  
in the

**MOOD.**

## Le combo puissant

### **Pour votre nouvelle expérience auditive.**

Les gens veulent être libres. Et cela comprend la liberté de se connecter avec le monde entier à tout moment, n'importe où. Ce sentiment fantastique d'entendre toute la diversité de la vie d'une manière différente. Et d'avoir tout le temps du monde pour profiter de cette expérience. Ce temps est venu.



En savoir plus

---

# I'm in the **MOOD.**



**Mise en réseau intelligente avec une puissante batterie rechargeable la Mood Li-Ion G5.**

## **Mise en réseau via Bluetooth®** —

La technologie G5 transforme vos Mood Li-Ion G5 en écouteurs sans fil high-tech appels téléphoniques, musique ou instructions GPS sont diffusés directement depuis l'iPhone vers l'aide auditive, tandis qu'Android supporte le Smart Mic. Le Smart Transmitter 2,4 en option connecte facilement votre aide auditive G5 à votre téléviseur ou à votre appareil Hi-Fi, sans aucun accessoire supplémentaire.



**Aucun changement de pile nécessaire** – la batterie lithium-ion fournit une très longue autonomie et est respectueuse de l'environnement.



### **Technologie lithium-ion moderne** —


Votre Mood Li-Ion G5 assure une qualité de son brillante avec des performances de streaming optimales. Avec une autonomie jusqu'à 19 heures ! Après un temps de charge inductif très court de 30 minutes, la batterie est prête pour une autre session de 7 heures. Une charge complète prend 4 heures. C'est également très bon pour l'environnement, car les changements de piles font partie du passé.



## Contrôle du son à la pointe de la technologie —



The Une bonne communication est la clé ! La Mood Li-Ion G5 s'adapte intelligemment à chaque situation d'audition. Elle active la fonction de perception globale ou se concentre sur votre interlocuteur principal, même dans des situations de conversation difficiles. En outre, la Mood Li-Ion G5 apprend le ton de votre propre voix et s'assure que votre voix sonne de manière aussi naturelle et agréable que possible.



**G5))**

---

### La génération G5

Connecté de manière optimale pour un confort auditif maximal.

**Vraiment malin.**  
Et aussi unique  
que vous.

### **Smart Li-Ion Power**

Le chargement démarre dès que l'aide auditive à batterie lithium-ion est placée dans la station de recharge. L'aide auditive est séchée au cours du processus.

### **Smart Mic**

Le Smart Mic permet le streaming audio depuis tous les smartphones Android.

### **Application Smart Direct**

Une fois installée sur le smartphone, l'application Smart Direct devient une télécommande pour vos aides auditives, vous permettant de transmettre directement des appels téléphoniques ou une diffusion musicale.



Download the  
**Smart Direct app now**

## Mood Li-Ion G5



**Connexion multimédia, super longue autonomie !** — La Mood Li-Ion G5 se connecte sans fil à votre smartphone, TV, ou appareil HiFi. Dites adieu aux changements de batterie fastidieux, car la batterie lithium-ion fournit une puissance durable. Grâce à la nouvelle technologie G5, la Mood Li-Ion G5 s'adapte à chaque situation d'audition, à chaque personne dans la conversation et à votre propre voix. Ça sonne bien, me direz-vous. Et ça continue encore et encore grâce à la puissante batterie lithium-ion.

**Les fonctionnalités décrites ici dépendent du modèle et du niveau de technicité (Tech Level) sélectionnés.**

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. Toute utilisation de ces marques par AS AUDIO-SERVICE GmbH est régie par un contrat de licence. Les autres noms de marques et marques commerciales désignées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

iPhone est une marque commerciale déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Android est une marque commerciale déposée de Google Inc.

**Sivantos BV**

**[www.audioservice.com](http://www.audioservice.com)**

**Werner von Siemensstraat 13**

**2712 PN Zoetermeer – Nederland**