


Horen met onbeperkte vrijheid.

Met de Mood Li-Ion G5.



I'm
in the

MOOD.

De krachtige combi

Voor uw nieuwe
hoorervaring.


Mensen willen vrijheid.
Waaronder de vrijheid om
in verbinding te staan
met de wereld, waar of
wanneer dan ook.

Dat fantastische gevoel
om het leven in al zijn
verscheidenheid op een
andere manier te horen.
En om alle tijd van de
wereld te hebben om van
deze ervaring te genieten.
Die tijd is gekomen.



Meer informatie [—————](#)

I'm in the MOOD.



**Intelligente verbinding met
een krachtige oplaadbare
batterij- de Mood Li-Ion G5.**

Verbinding via Bluetooth® —

G5 technologie verandert uw Mood Li-Ion G5 in een draadloze hightech hoofd-telefoon: telefoongesprekken, muziek of navigatie-instructies worden rechtstreeks van de iPhone naar het hoortoestel gestreamd, met ondersteuning van Android dankzij de Smart Mic. De optionele Smart Transmitter 2,4 verbindt uw G5 hoortoestellen eenvoudig en zonder extra accessoires met uw TV of geluidsinstallatie.



Batterijen vervangen is niet meer nodig – de lithium-ion batterij gaat extra lang mee en is milieuvriendelijk.



Moderne lithium-ion technologie —


Uw Mood Li-Ion G5 biedt briljante geluidskwaliteit met complete streamingfunctionaliteit. Wel 19 uur lang! Na slechts 30 minuten inductief opladen, kan de batterij weer 7 uur mee. Volledig opladen duurt 4 uur. Dit is ook goed voor het milieu, omdat de batterijen nooit hoeven te worden vervangen.



Geavanceerde geluidsafstelling



Goede communicatie is essentieel! De Mood Li-Ion G5 past zich intelligent aan elke luistersituatie aan. Hij activeert de allround-waarnemingsfunctie of richt zich op uw belangrijkste gesprekspartner, zelfs in moeilijke gespreksituaties. Bovendien leert de Mood Li-Ion G5 de toon van uw eigen stem kennen en zorgt het hoortoestel ervoor dat uw stem zo natuurlijk en aangenaam mogelijk klinkt.



G5))

De G5 generatie

Optimaal verbonden voor maximaal hoorcomfort.

Intelligent.
En net zo uniek
als u.

Smart Li-Ion Power

Zodra de hoortoestellen met lithium-ion batterij in het laadstation worden geplaatst, begint het laadproces. De hoortoestellen worden tegelijkertijd gedroogd.

Smart Mic

De Smart Mic maakt audiostreaming vanaf elke Android smartphone mogelijk.

Smart Direct app

Enmaal geïnstalleerd op de smartphone wordt de Smart Direct app een afstandsbediening voor uw hoortoestellen – waarmee u rechtstreeks telefoongesprekken of gestreamde muziek kunt overbrengen.



Download the
Smart Direct app now

Mood Li-Ion G5



Verbonden met alle media en een superlange gebruiksduur! — De Mood Li-Ion G5 maakt draadloos verbinding met uw smartphone, tv of geluidsinstallatie. Geen gedoe meer met batterijen vervangen, want de lithium-ion batterij zorgt duurzaam voor energie. Met de nieuwe G5 technologie past de Mood Li-Ion G5 zich aan elke luistersituatie, elke persoon in het gesprek en uw eigen stem aan. Dat klinkt geweldig, zult u zeggen. En hij gaat maar door— dankzij de krachtige lithium-ion batterij.

De hier beschreven functies zijn afhankelijk van het model en het gekozen Tech Level.

Het Bluetooth®-woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Alle gebruik van deze merken door AS AUDIO-SERVICE valt onder een licentie-overeenkomst. Andere genoemde merknamen en handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaars.

iPhone is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Android is een geregistreerd handelsmerk van Google Inc.

SIVANTOS BV

www.audioservice.nl

Wener von Siemensstraat 13

2712 PN Zoetermeer – Nederland