

Formulario de pedido de AUDÍFONOS A MEDIDA

Remitente / Número de cliente

Soporte Técnico Audio Service

Persona de Contacto/Audioprotesista

 Sra. Sr.

Devolver Llamada

Teléfono nº:

Datos del usuario

nº. Referencia

Tipo de canal auditivo

- Rígido cartilago duro
 Dinámico blando

Audiograma

Por favor, indique los valores audiométricos completos

Frecuencias en Hz	250	500	1000	2000	3000	4000
Vía aérea						
Oído Derecho (dB HL)						
Oído Izquierdo (dB HL)						

Programación Firts Fit

Modelo / Tipo

Tamaño

Información requerida

Lado	Nivel Tec.	Pila	Modelo	Amplificación Ganancia(dB)	DIC	Mini-CIC	CIC	Mini Canal MC	Canal ITC	Semiconcha HS	Concha
											Cimba Corta Cimba Larga
D I	3 4 6 8 12 16	10	Icon Precise	-	50	-					
			Icon	40 50 -	50	55 -					
			Sina	40 50 55 65 71	50	55 65					
			Vega	50 55 65 71 -	-	-					
D I	3 4 6 8 12 16	312	Ida	50 55 65 71 -	-	-					
			Ida BT	-	55	65 -					

(2) Ver descripción de selección de los cuadros gris/blanco

Venting (diámetro en mm)

Información requerida

- EquiVent (AEV) YO-Vent⁽¹⁾ D-Vent (desde 1,6 mm) Venting redondo

	Sin venting	1,0	1,3	1,6	2,0	2,5	3,0	Max
Derecho								
Izquierdo								

ComforVent (AOV) Es obligatorio adjuntar audiograma

Longitud del canal



- Largo (Estándar para Icon, Sina)
 Medio (Estándar para Vega, Ida)
 Corto

Máxima longitud posible

Colores

Carcasa Faceplate

Recubrimiento de protección

Estándar: ComforClean Otro recubrimiento

Opciones adicionales para la carcasa

Regresar + laca Estándar (por defecto) Opciones: x0,5 x1 x2

Venting en escalón Extremo de canal cónico Hilo de extracción

Grabado opcional

Observaciones

Opciones técnicas/equipamiento

Wireless (excepto Icon Precise, TL 3, 71 dB, Tamaño más grande)

Extensión de garantía

Garantía adicional extendida para los audífonos a medida (Coste adicional según tarifa de precios)

+ 12 Meses + 24 Meses + 36 Meses

Fecha

Firma